



NPWT
(Negatif Basıncılı Yara Tedavi)

OSTOMİ

KATETER





NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİSİ, OSTOMİ VE KATETER

Alanlarında Sağlık Profesyonellerine Ve Son Kullanıcılara Etkin, Hızlı Ve Aktif Çözümler Sunar. Negatif basınçlı yara tedavisi ve Ostomi alanlarında ilk yerli üretici firma olma başarısına imza atmıştır.

NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİ SİSTEMİ İLE;

En son teknolojileri takip ederek, en modern ve etkin tedavi yöntemleri ile sağlık çalışanlarına ve hastalara çeşitli tedavi yöntemleri sunar

- Yüksek Kalite Standartları
- Avrupa Standartlarına uygun üretim
- Yüksek yaşam kalitesi sunan çözümler
- Ce Approved Iso 13485:2003) And Iso Certified (En Iso 9001:2000 En

CONFORT OSTOMİ ÜRÜNLERİ

Kolostomi, ileostomi ve ürostomi hastalarına yüksek konforlu yaşam standartlarını sağlar ve maksimum seviyede güvende hissettirir



CONFORT KATETER, Hastalarına hidrofilik jelli sondayla, ağrısız ve basit bir uygulama ile kateterizasyon yapma imkanı sunar.





Etkin İyileşme


Vakum tedavisi kapalı, nemli bir yara ortamı sağlarken yaranın tedavi esnasında yıkanması granülasyon oluşumunu destekler.



Uygun Maliyet

Literatürde vakum yardımcı terapinin, tedavi sürelerinin kısaltılmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır

Yara iyileşme süresi, hastanede kalma süresi, yeniden yatma, ameliyat gerekliliği sürelerinde kısaltmalar görülmektedir



Confort NPWT

Basınç: -200mm/Hg. (1kPa – 7,5mm/Hg.)

Pompa hava debisi: 8L. /Dk.

Güç gereksinimleri: 100-240V 50/60Hz. 15W.

Batarya (sarj edilebilir): 7.4V 4.4.Ah Lithium ion battery

Çalışma süresi: AC / sürekli çalışma, DC çalışma 20-48 saat

Ağırlık: 2.2kg.

Boyutlar (YXGXDX): 290mm.x259mm.+100mm.(canister)x130mm.

Alarm: Sesli ve görsel uyarı

Çalışma modları: Continuous (sürekli)

Intermittent (fasıllı/aralıklı)

İnstilasyon Modu

İNSTİLASYON TERAPİSİ

new

C-300 VAKUM YARDIMLI TERAPİ İLE OTOMATİK İNSTİLASYON TEDAVİSİ

İNSTİLASYON TERAPİ MODU

Tedavinin daha etkin ve hızlı gelişmesinde yardımcı olur. Tedavi süreleri kısalmır ve yara üzerinde nemli bir ortam yaratıp daha hızlı granülasyon dokusu oluşumunu sağlar.



NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİSİ İLE OTOMATİK İNSTİLASYON UYGULAMA ÖZELLİĞİ TERAPİ ESNASINDA, YARA YATAĞINA YIKAMA İMKANI SUNARAK YARA İYİLEŞTİRMEDE EN SON TEKNOLOJİYİ SUNAR
Confort NPWT CW-300



ABDOCARE ABDOMİNAL (AÇIK BATIN) KONTROLLÜ TEDAVİ

Seçeneği ile granülasyon dokusunu oluşturmasını sağlayarak, kapalı nemli bir yara iyileşme ortamı sağlar.



CONFORT NPWT SİPARİŞ ÜRÜN LİSTESİ

VAKUM YARDIMLI KÜÇÜK KAPAMA SETİ
VAKUM YARDIMLI ORTA KAPAMA SETİ
VAKUM YARDIMLI BÜYÜK KAPAMA SETİ

VAKUM YARDIMLI GÜMÜŞLÜ KÜÇÜK KAPAMA SETİ
VAKUM YARDIMLI GÜMÜŞLÜ ORTA KAPAMA SETİ
VAKUM YARDIMLI GÜMÜŞLÜ BÜYÜK KAPAMA SETİ

VAKUM YARDIMLI ABDOMİNAL KAPAMA SETİ
ABDOCARE KONTROLLÜ AÇIK BATIN KAPAMA SETİ

VAKUM YARDIMLI KÜÇÜK BEYAZ SÜNGER (10x7,5)
VAKUM YARDIMLI BÜYÜK BEYAZ SÜNGER (10x15)

VAKUM YARDIMLI İNSTİLASYON TEDAVİSİNE UYGUN KÜÇÜK SİRAL KAPAMA SETİ
VAKUM YARDIMLI İNSTİLASYON TEDAVİSİNE UYGUN ORTA SİRAL KAPAMA SETİ
VAKUM YARDIMLI İNSTİLASYON TEDAVİSİNE UYGUN BÜYÜK SİRAL KAPAMA SETİ

VAKUM YARDIMLI TOPLAMA KABI (1000ml.)

NPWT



Not: Confort NPWT ürünleri için özel endikasyonlar, kontraendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve güvenlik bilgileri bulunmaktadır. Lütfen uygulamadan önce hekiminize danışın ve kullanım talimatlarına başvurunuz.



KONFORT ÖZEL SAĞLIK HİZ. TIBBİ MALZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

Organize Sanayi Bölgesi
9.Cadde No:32
Postal Code: 26110
Odunpazarı/Eskisehir

T: +90 222 236 0327
F: +90 2222360323

info@confortostomi.com
www.confortostomi.com



KOLOSTOMİ & İLEOSTOMİ ÜROSTOMİ TORBALARI



Confort; Kolostomi ve İleostomi

torbalarının hidrokolloid yapısı yüksek düzeyde yapışkanlığa ve esnekliğe sahip olması hastaların kendilerini güvenli ve konforlu hissetmesini sağlar. Confort kolostomi ve ileostomi torbaları özel karbon filtresi ile kokuyu yüksek derecede engeller. Cırt bantlı(Confort –Safe T-Drainage system) boşaltım ile hasta konforunu en üst seviyede tutar.



*Sağlık Profesyonelleri ile birlikte
mükemmel çözümler üretir.*

Cilde Dost Dış Yüzey

Yumuşak, hava alabilen ve suya dayanıklı dış tela yapıya sahiptir. Şeffaf ve opak olarak seçim yapılabilir.

%100 hidrokolloid yapı,
cilt dostu, anti-alerjik. Güvenli ve kolay çıkabilen yapıya sahiptir.

Confo-Safe güvenli
kilit sistemi
Confort+plus



Confo-Safe T-Drainage System
Cırt bantlı Kolay ve konforlu
boşaltım sistemi

Özel Karbon Filtre
ile torba şişmesini ve kokunun dışarı çıkması üst seviyede engellenmektedir.

Confort Ostomi Torbaları,
özel hidrokolloid yapısı ile minimum seviyede sızdırmazlık ve maksimum seviyede güven sağlar

Confort Kolostomi, İleostomi ve Ürostomi

Hastalarına tek parçalı ve 2-parçalı olarak farklı çözümler sunar.

- İki parçalı Boşaltılabilir Kolostomi, İleostomi ve Ürostomi Torbaları
- İki parçalı Kapalı Kolostomi, İleostomi ve Ürostomi Torbaları
- Tek parçalı Boşaltılabilir Kolostomi, İleostomi ve Ürostomi Torbaları
- Tek parçalı Kapalı Kolostomi, İleostomi ve Ürostomi Torbaları



**CONFORT;
OSTOMİ HASTALARI İÇİN HER ANLAMDA EN İYİ VE EN ETKİN
SEÇENEĞİ SUNAR**

CONFORT OSTOMİ AKSESUARLARI



- Confort Ostomi Pastası
- Confort Medikal Yapışkan Sökücü
- Confort Deri Bariyeri
- Confort Ostomi Pudrası
- Confort Ostomi Kemer

SİPARİŞ VE ÜRÜN BİLGİLERİ

TEK PARÇALI BOŞALTILABİLİR KOLOSTOMİ VE İLEOSTOMİ TORBALARI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	TELA	ÖLÇÜ	PAKET ADET
NDTCS10012	POST-OP (Ameliyat sonrası)	ŞEFFAF	TEK TELA	12-100mm kesilebilir	30
NDXSD21012	BARIYERLİ FİLTRELİ	OPAK	ÇİFT TELA	12-70mm Kesilebilir	30
NDXCD11012	BARIYERLİ FİLTRELİ	ŞEFFAF	TEK TELA	12-70mm Kesilebilir	30

TEK PARÇALI KAPALI KOLOSTOMİ VE İLEOSTOMİ TORBALARI

NCXSD21012	BARIYERLİ FİLTRELİ	OPAK	ÇİFT TELA	12-70mm Kesilebilir	30
NCXCD11012	BARIYERLİ FİLTRELİ	ŞEFFAF	TEK TELA	12-70mm Kesilebilir	30

İKİ PARÇALI BOŞALTILABİLİR KOLOSTOMİ VE İLEOSTOMİ TORBALARI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	TELA	ÖLÇÜ	PAKET ADET
TDXST21060	FİLTRELİ	OPAK	ÇİFT TELA	45mm	20
TDXST21070	FİLTRELİ	OPAK	ÇİFT TELA	57mm	20
TDXST21080	FİLTRELİ	OPAK	ÇİFT TELA	70mm	20
TDXCT21060	FİLTRELİ	ŞEFFAF	TEK TELA	45mm	20
TDXCT21070	FİLTRELİ	ŞEFFAF	TEK TELA	57mm	20
TDXCT21080	FİLTRELİ	ŞEFFAF	TEK TELA	70mm	20

İKİ PARÇALI KAPALI KOLOSTOMİ VE İLEOSTOMİ TORBALARI

TCSST21060	FİLTRELİ	OPAK	ÇİFT TELA	45mm	20
TCSST21070	FİLTRELİ	OPAK	ÇİFT TELA	57mm	20
TCSST21080	FİLTRELİ	OPAK	ÇİFT TELA	70mm	20
TCSC111060	FİLTRELİ	ŞEFFAF	TEK TELA	45mm	20
TCSC111070	FİLTRELİ	ŞEFFAF	TEK TELA	57mm	20
TCSC111080	FİLTRELİ	ŞEFFAF	TEK TELA	70mm	20

ADAPTÖRLER (KOLOSTOMİ&İLEOSTOMİ,ÜROSTOMİ)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KESİM ÖLÇÜSÜ	HALKA ÖLÇÜSÜ	PAKET ADEDİ
FSS01260	Standart	12-45mm	45mm	5
FSS01270	Standart	12-57mm	57mm	5
FSS01280	Standart	12-70mm	70mm	5
FSD01260	BARIYERLİ	12-45mm	45mm	5
FSD01270	BARIYERLİ	12-57mm	57mm	5
FSD01280	BARIYERLİ	12-70mm	70mm	5

TEK PARÇALI ÜROSTOMİ TORBALARI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	TELA	KESİM ÖLÇÜSÜ
NUSCD10012	BARIYERLİ	ŞEFFAF	TEK TELA	12-70mm

İKİ PARÇALI ÜROSTOMİ TORBALARI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	TELA	KESİM ÖLÇÜSÜ
TUSCT10060	ÜROSTOMİ VALFLİ	ŞEFFAF	TEK TELA	45mm
TUSCT10070	ÜROSTOMİ VALFLİ	ŞEFFAF	TEK TELA	57mm
TUSCT10080	ÜROSTOMİ VALFLİ	ŞEFFAF	TEK TELA	70mm

ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ (KALIN HİDROKLOİD)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KESİM ÖLÇÜSÜ	HALKA ÖLÇÜSÜ	PAKET ADEDİ
FSX01260	Urostomi Adaptörü	12-45mm	45mm	5
FSX01270	Urostomi Adaptörü	12-57mm	57mm	5
FSX01280	Urostomi Adaptörü	12-70mm	70mm	5



KONFORT ÖZEL SAĞLIK HİZ. TIBBİ MALZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

Organize Sanayi Bolgesi
9.Cadde No:32
Postal Code: 26110
Odunpazarı/Eskisehir

T: +90 222 236 0327
F: +90 2222360323

info@confortostomi.com
www.confortostomi.com





HİDROFİLİK JELLİ SONDA ÜRÜN SİPARİŞ LİSTESİ

AÇIKLAMA	PAKET ADEDİ	UZUNLUK
NO: 6 FEMALE	30	20cm
NO: 6 MALE	30	40cm
NO: 8 FEMALE	30	20cm
NO: 8 MALE	30	40cm
NO: 10 FEMALE	30	20cm
NO: 10 MALE	30	40cm
NO: 12 FEMALE	30	20cm
NO: 12 MALE	30	40cm
NO: 14 FEMALE	30	20cm
NO: 14 MALE	30	40cm
NO: 16 FEMALE	30	20cm
NO: 16 MALE	30	40cm
NO: 18 FEMALE	30	20cm
NO: 18 MALE	30	40cm



CONFORT HİDROFİLİK JELLİ ÜRİNER KATETER,

Bayanlar için kısa formuyla ağrısız, kolay uygulanan kateterizasyon sağlar. Kayganlığını kateterizasyon bitene kadar korur.



CONFORT HİDROFİLİK JELLİ ÜRİNER KATETER,

Erkekler için 40cm'lik formuyla kolay ağrısız bir kateterizasyon sağlar. Kayganlığını kateterizasyon bitene kadar korur.



KONFORT ÖZEL SAĞLIK HİZ. TIBBİ MALZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

Organize Sanayi Bölgesi
9.Cadde No:32
Postal Code: 26110
Odunpazarı/Eskisehir

T: +90 222 236 0327
F: +90 2222360323

info@confortostomi.com
www.confortostomi.com



%100 yerli Sermaye ile üretmekte

olduğumuz ürünler için;

Daha fazla bilgi için lütfen iletişim

numaralarımızdan irtibata geçiniz. Yerli

sermayeyle medikal sektörde sizlerle

beraber iş ortaklığı yapmaktan memnuniyet

duymaktayız. Konfort ailesi olarak medikal

sektördeki tecrüberlerimizi devamlı suretle

sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



KONFORT ÖZEL SAĞLIK HİZ. TIBBİ MALZ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

Organize Sanayi Bölgesi

9.Cadde No:32

Postal Code: 26110

Odunpazarı/Eskisehir

T: +90 222 236 0327

F:+90 2222360323

info@confortostomi.com

www.confortostomi.com

